

Anexo A ao Caderno de Encargos – Especificações Técnicas

Descrição
Microscópio Invertido para IFN da FMUL
<p>Microscópio Trinocular "Primovert iLED"- Iluminação de LED, com a seguinte composição:</p> <p>1 Microscópio Invertido Trinocular Primovert iLED, com sistema de epifluorescência a 470 nm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revólver de 4 posições - Platina 200 x 239 mm com suporte de metal - Tubo trinocular 45°/20 (50/50) - Par de oculares 10x/20 Br.Foc com proteções especiais - Iluminador de luz transmitida LED - Iluminador de fluorescência LED 470nm com filtro Set 38 HE (EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50) 1 Iluminação transmitida - LED para "Primo Vert" 1 Objectiva "Plan-Achromat" 4x/0.10 Ph0 para "Primo" 1 Objectiva "Plan-Achromat" 10x/0.25 Ph1 para "Primo" 1 Objectiva LD "Plan-Achromat" 20x/0.3 Ph1 para "Primo" 1 Condensador LD 0.3 (WD=72mm) 1 Slider de 3 posições - PH3 1 Anel de fase Ph 0/0.3 1 Anel de fase Ph 1/0.3 <p>Câmara a Cores Axiocam 208 color: (possibilidade de ligação a PC / Monitor / iPad)</p> <p>1 Câmara de Microscopia a Cores Axiocam 208 color</p> <p>Para ensino, documentação e Observações em rotina com capacidade de trabalho de uso independente, ligação via USB3.0 e conectividade Ethernet, incluindo driver de 64 bits para software ZEN e Labscope</p> <p>Incluindo como acessórios: USB 3.0 hub Type-C, USB 3.0 flash drive, Type-C e Type-A ; USB 3.0 cabo Type-C para Type-A</p> <p>Alimentação e cabo de ligação compatível com microscópios Axiolab 5 e Axioscope 5/7/Vario</p> <p>Sensor: Sony CMOS a cores</p> <p>Número de Pixéis: 3840 (H) x 2160 (V) = 8.3MP, Ultra HD (4K)</p> <p>Resolução selecionável: 3840 x 2160 = Ultra HD (4K) e 1920 x 1080 = Full HD (1080p)</p> <p>Dimensão de Pixel: 1.85 µm x 1.85 µm</p> <p>Área efetiva: 7.1 mm x 4.0 mm, equivalente a 1/2.1" (8.1 mm diagonal)</p> <p>Gama espectral: approx. 400 nm # 700 nm, filtro IR; máscara de cor Bayer RGB</p> <p>Comandos de controlo da câmara para uso independente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-aquisição de imagem 1x OSD (On Screen Display menu) 1x Reset de fábrica



LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA



FACULDADE DE
MEDICINA
LISBOA

LED de indicação de estado com código de cor
Formato de imagem quando em uso independente: TIFF ou JPG
Formato Video: mp4
Digitalização: 24-bit (3 x 8-bit RGB) conversão A/D
Tempo de integração: 0.06 ms a 1 s
Ganho: 1x - 22x
Interfaces para comunicação e alimentação:
HDMI para monitor
USB 3.0 Type C para USB hub, flash drive, adaptador Wi-Fi ou ligação PC
Ligação LAN via Ethernet (RJ45)
Interface óptica: C-mount
Dimensão / peso: approx. 135 x 97 x 54mm / 590 g
Certificados: CE, RoHS, CSA
Fonte de alimentação: via interface Micro-D
Consumo: 9 W (24 V DC, 0.75 A)
Sistema operativo para ZEN: Windows 10 x64 Prof./Ultimate ou superior
Para Labscope: Windows 7/10 x64 Prof./Ultimate e iOS v11 ou superior
Versão Labscope v2.9 (win)/ v2.8.3 (iOS) ou superior (ZEISS iOS App e Labscope software via download gratuito da Apple App Store)
Em caso de utilização com software ZEN blue v3.0 ou superior permite
Software básico para Aquisição e processamento de Imagem com funções de Brilho, Contraste de Gamma. Medição do tempo de exposição. Possibilidade de vários tipos de anotações e medições de comprimentos, áreas, perímetros. Criação de escalas e sua colocação na imagem após aquisição. Formatos de Imagem: czi; zvi; jpg; bmp; tif; png; gif.
Inclui Módulo Panorama, para fotocomposição de várias imagens numa só)
Inclui Módulo Manual de "Extended Focus" para aquisição e processamento de imagens adquiridas de forma manual com elevada profundidade de foco.
Imagem final composta pelos detalhes nítidos nas várias posições de focagem manual.

1 Adaptador video 60N-C 2/3"0.5x